

RESmart™ BiPAP-25T/RESlex™

BiLevel S/ ST – Gerät mit integrierte Befeuchtung

Das BMC RESmart BiPAP-25T ist ein modernes komfortables invasives Beatmungsgerät für höchste Ansprüche. Das sehr leise Gerät ist äußerst empfindlich bei der Erkennung der Ein- und Ausatemimpulse der Patienten.

Mit der schnellen automatischen Umschaltung zwischen dem niedrigen Aus- und höheren Einatemdruck gewährleistet das BiLevel Gerät einen erholsamen und atmungsangepassten Schlaf.

Dieses hochmoderne BiPAP-25T ist daher bestens geeignet für den Einsatz bei Patienten, die an Ateminsuffizienz (COPD) und / oder obstruktiver Schlafapnoe leiden.



Professionelle Präzision:

- Druckbereich 4 – 25hPa in 0,5 hPa Step
- CPAP; BiLevel S, T und ST - Funktion
- Optimale natürliche Atemunterstützung durch präzise RESlex™ – Funktion
- Einstellbare Rampenfunktion und Verzögerungszeiten von 0 bis 45 min.
- Automatische Leckage- und Höhenanpassung und Kompensation
- Umfassende Langzeitdatenspeicherung
- Integrierte Warmluftbefeuchtung



Modernes Design!

IPAP

BiLevel

Extrem leise!

EPA

Bilevel S

Druckstabil!

CPAP

Bilevel ST