

## Absauggeräte KATASPIR 20

Kostengünstiges und leistungsstarkes Absauggerät (**Artikelnr.: 483-KAT20NM**)



### Produktbeschreibung:

Das Absauggerät KATASPIR 20 ist eine kompakte Absaugpumpe zur Sekretabsaugung. Sie wird eingesetzt, um Sekrete und Körperflüssigkeiten (z.B. Blut, Schleim) bei Erwachsenen und Kindern abzusaugen.

Die Anwendung kann in der ambulanten und stationären Pflege, Altenpflege und im privaten Bereich erfolgen.

- Einfache Reinigung des Sekretbehälters, Deckels und der Silikonabsaugschläuche
- Feinregulierung mit der die Saugleistung reguliert werden kann
- Niedrige Geräusentwicklung
- Preisgünstiger Wiedereinsatz
- Übersaugunsicherheit
- HMV-Nr.: 01.24.01.0022

### Zusätzlicher Service:

- BGV A3 – Prüfung
- Aufbereitung der Geräte nach Herstellervorgaben sowie gesetzliche Bestimmungen wie MPG, MP-Betreiberverordnung
- Austausch aller Komponenten, die mit Patienten in Berührung kommen

## Technische Daten

<b>Modell</b>	<b>KATASPIR 20</b>
Geräteklasse nach MPG:	Klasse IIa
Schutzart gegen elektrischen Schlag:	Schutzklasse II
Medizinprodukt nach MPBetreibV Anlage 1 bzw. 2:	Nein
UMDNS-Code:	10-208
UMDNS-Bezeichnung:	Absauggerät
Klassifizierung UNI EN ISO 10079-1:	Hohes Vakuum / Hoher Flow
Motor:	Rotierende Pumpe/ wartungsfreier Kompressor
Spannungsversorgung:	230V~/50Hz
Leistungsaufnahme:	184 VA
Sicherung:	F1 x 1,6A 250V
Max. Saugleistung (Geräteauslass)	-75 kPa (-0.75 Bar)
Min. Saugleistung (Geräteauslass)	-40 kPa (-0.40 Bar)
Max. Flowleistung (Geräteauslass)	16 l/min
Max. Geräusentwicklung:	< 65 dBA
Gewicht:	2,5 kg mit Absaugzubehör
Farbe:	weiß-blau
Abmessungen:	350 (B) x 210 (H) x 180 (T)
<i>Betriebsbedingungen</i>	Raumtemp.: 5°C und 35°C Raumfeuchtigkeit: 30 und 75% RH Höhe: 0 bis 2000m
Lagerung:	Raumtemp: -40 bis 70°C Raumfeuchtigkeit: 10 und 100% RH