

Absauggerät KATASPIR 230/12BR

Kostengünstiges, leistungsstarkes Absauggerät für den mobilen Einsatz
(Artikelnr.: 483-ASP23012)



Produktbeschreibung:

Das Absauggerät KATASPIR 230/12BR dient der Absaugung von Sekreten und Körperflüssigkeiten (z.B. Blut, Schleim). Die Anwendung kann in der ambulanten und stationären Pflege, Altenpflege und im privaten Bereich erfolgen. Es kann wahlweise über den integrierten AKKU, über eine 12V Stromversorgung (z.B. Autobatterie) oder über das 230V- Stromnetz betrieben werden.

- Einfache Handhabung und Reinigung
- Saugleistung bis max. 16 l/min
- Niedrige Geräuschentwicklung
- Preisgünstiger Wiedereinsatz
- Schutz durch doppelte Übersaugsicherheit
- HMV.: 01.24.02.0022

Zusätzlicher Service:

- BGV A3 – Prüfung
- Aufbereitung der Geräte nach Herstellervorgaben sowie gesetzliche Bestimmungen wie MPG, MP-Betreiberverordnung
- Austausch aller Komponenten, die mit Patienten in Berührung kommen

Technische Daten

Modell	KATASPIR 230/12BR
Produkt-Code	RE 310100/21
Gerätekategorie nach MPG:	Klasse IIa
Schutzart gegen elektrischen Schlag:	Schutzklasse II
Medizinprodukt nach MPBetreibV Anlage 1 bzw. 2:	Nein
UMDNS-Code:	10-208
UMDNS-Bezeichnung:	Absauggerät
Klassifizierung UNI EN ISO 10079-1:	Hohes Vakuum / Hoher Flow
Motor:	Rotierende Pumpe/ wartungsfreier Kompressor
Spannungsversorgung:	230V~/50Hz Interne PB Batterie 12V 3Ah oder ext. 12V dc (1,9A) von der Autobatterie
Leistungsaufnahme:	50 VA
Sicherung:	F1 x 630mA 250V
Max. Saugleistung (Geräteauslass)	-75 kPa (-0.75 Bar)
Min. Saugleistung (Geräteauslass)	-40 kPa (-0.40 Bar)
Max. Flowleistung (Geräteauslass)	16 l/min
Ladezeit der Batterie:	120 - 150 Minuten
Erstladung nach Lieferung:	8 Stunden
Betriebsdauer mit Batterie:	45 - 50 Min.
Max. Geräuschentwicklung:	< 65 dBA
Abmessungen:	350 (B) x 210 (H) x 180 (T)
Betriebsbedingungen	Raumtemp.: 5°C und 35 °C Raumfeuchtigkeit: 30 und 75% RH
Gewicht	4,9 kg