

Absauggerät KATASPIR 30

Kostengünstiges und leistungsstarkes Absauggerät (**ArtikelNr.: 483-KAT30**)



Produktbeschreibung:

Der KATASPIR 30 ist eine kompakte Absaugpumpe zur Sekretabsaugung. Sie wird eingesetzt, um Sekrete und Körperflüssigkeiten (z.B. Blut, Schleim) bei Erwachsenen und Kindern abzusaugen.

Die Anwendung kann in der ambulanten und stationären Pflege, Altenpflege und im privaten Bereich erfolgen.

- Einfache Handhabung und Reinigung
- Manuelle Feinregulierung
- Niedrige Geräuschentwicklung
- Preisgünstiger Wiedereinsatz
- Schutz durch doppelte Übersaugunsicherheit
- Inklusive Bakterienfilter, Silikonschlauch und Katheter
- HMV-Nr.: 01.24.01.1014

Zusätzlicher Service:

- BGV A3 – Prüfung
- Aufbereitung der Geräte mit einem Austausch aller Komponenten, die mit Patienten in Berührung kommen

Technische Daten

Modell	KATASPIR 30
Geräteklasse nach MPG:	Klasse IIa
Schutzart gegen elektrischen Schlag:	Schutzklasse II
Medizinprodukt nach MPBetreibV Anlage 1 bzw. 2:	Nein
UMDNS-Code:	10-208
UMDNS-Bezeichnung:	Absauggerät
Klassifizierung UNI EN ISO 10079-1:	Hohes Vakuum / Geringer Flow
Motor:	Rotierende Pumpe/ wartungsfreier Kompressor
Spannungsversorgung:	230V~/50Hz
Leistungsaufnahme:	107 VA
Sicherung:	F1 x 1,6A 250V
Max. Saugleistung (Geräteauslass)	-80 kPa (-0.80 Bar)
Min. Saugleistung (Geräteauslass)	-40 kPa (-0.40 Bar)
Max. Flowleistung (Geräteauslass)	40 l/min
Max. Geräusentwicklung:	< 65 dBA
Gewicht:	3,6 kg mit Absaugzubehör
Farbe:	weiß-blau
Abmessungen:	350 (B) x 210 (H) x 180 (T)
Betriebsbedingungen	Raumtemp.: 5°C und 35°C Raumfeuchtigkeit: 30 und 75% RH Höhe: 0 bis 2000m
Lagerung:	Raumtemp: -40 bis 70°C Raumfeuchtigkeit: 10 und 100% RH
Betrieb	Dauerbetrieb